

Anticorps Monoclonal Anti-Cd98/Slc3A2 Pour Wb, If, Ihc, Elisa - P08195

Numéro d'article: CM0007849



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre la protéine CD98/SLC3A2 (4F2hc) humaine, validé pour WB, IF, IHC, ELISA. Réagit avec l'homme, la souris et le rat. Adapté aux études sur les transporteurs d'acides aminés et à la recherche sur la signalisation par les intégrines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CD98/SLC3A2 Rabbit mAb
Remarques / Alias	4F2; CD98; MDU1; 4F2HC; 4T2HC; NACAE; CD98HC
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6520
GeneID	6520
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 206-630 de la protéine SLC3A2/CD98hc humaine (NP_002385.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08195
Poids de la protéine	58-71 kDa
Expédition	Sac de glace