

Anticorps Polyclonal Anti-Cda Pour Wb, If/Icc, Elisa - P32320

Numéro d'article: CM0024184



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la cytidine désaminase (CDA), validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Détecte la CDA humaine, de souris et de rat. Idéal pour les études sur le métabolisme des nucléosides. Numéro d'accèsion : P32320.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CDA Lapin pAb
Remarques/Alias	CDD, CDA
Espèce	Humain
ID de Gène	978
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-146 de la CDA humaine (NP_001776.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32320
Poids Protéique	16 kDa
Expédition	Sac de glace