


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdc16 Pour Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13042

Numéro d'article: CM0012732



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-CDC16 de haute qualité, validé pour IHC-P, IF/ICC et ELISA. Réagit avec la CDC16 humaine, murine et de rat. Adapté à la recherche sur le cycle cellulaire et les ubiquitine ligases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC16 Rabbit mAb
Remarques / Alias	APC6; CUT9; ANAPC6; CDC16Hs; CDC16
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8881
Identifiant du gène	8881
Immunogène	Peptide synthétique Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200 et 300 de la CDC16 humaine (Q13042).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13042
Poids de la protéine	72kDa
Expédition	Sachet de glace