


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdc25A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P30304

Numéro d'article: CM0017697



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CDC25A validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le CDC25A humain, souris et rat (59 kDa). Phosphatase clé du cycle cellulaire pour la recherche sur la mitose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDC25A Lapin pAb
Remarques/Alias	CDC25A2; CDC25A
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	993
GeneID	993
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P30304
Poids de la protéine	59kDa
Expédition	Sac de glace