


## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdc37 Pour Wb Et Elisa - Q16543

Numéro d'article: CM0010140



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité ciblant CDC37 (co-chaperon de Hsp90). Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec une réactivité croisée chez la souris et le rat. Utile pour la recherche sur la signalisation des kinases.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                                    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb de lapin anti-CDC37                                                                                                                   |
| Remarques/alias      | P50CDC37 ; CDC37                                                                                                                          |
| Espèce               | Humaine                                                                                                                                   |
| GeneID (humain)      | 11140                                                                                                                                     |
| GeneID               | 11140                                                                                                                                     |
| Immunogène           | Peptide synthétique : peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1 à 100 de la CDC37 humaine (Q16543) |
| Source               | Lapin                                                                                                                                     |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                                     |
| Application          | WB, ELISA                                                                                                                                 |
| Réactivité croisée   | Humaine, souris, rat                                                                                                                      |
| SWISS                | Q16543                                                                                                                                    |
| Poids de la protéine | 44 kDa                                                                                                                                    |
| Expédition           | Poche réfrigérante                                                                                                                        |