

Anticorps Polyclonal Anti-Cdk18 Pour Wb Et Elisa - Q07002

Numéro d'article: CM0023398

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CDK18 humain (PCTK3/PCTAIRE3). Immunogène recombinant (aa 373-474). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Idéal pour les études de transduction du signal dans les cellules différenciées.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAc Lapin CDK18
Remarques/Alias	PCTK3, PCTAIRE, PCTAIRE3, CDK18
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5129
GeneID	5129
Immunogène	Protéine recombinante : Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 373-474 du CDK18 humain (NP_002587.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q07002
Poids moléculaire	54kDa
Expédition	Sac de glace