

Anticorps Polyclonal Anti-Cdk19 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bwu1

Numéro d'article: CM0023741

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CDK19 humain, une composante kinase du complexe Médiateur impliquée dans la régulation transcriptionnelle. Validé pour WB, IHC-P, ELISA ; réagit croisé avec l'humain, la souris, le rat. Idéal pour la recherche sur la transcription et les kinases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK19 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDK11; DEE87; CDC2L6; EIEE87; bA346C16.3; CDK19
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	23097
ID de gène	23097
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 250-350 du CDK19 humain (XP_005266928.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9BWU1
Poids moléculaire	57kDa
Expédition	Sac de glace