

Anticorps Polyclonal Anti-Cdk20 Pour Ihc-P Et Elisa - Q8Izl9

Numéro d'article: CM0025559

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CDK20 validé pour IHC-P et ELISA, réagissant avec l'humain et le rat. Idéal pour les applications de recherche sur le cycle cellulaire, la signalisation Shh et la ciliogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CDK20
Remarques/Alias	P42 ; CCRK ; CDCH ; PNQALRE ; CDK20
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	23552
GeneID	23552
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 200-300 de CDK20 humain (Q8IZL9)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q8IZL9
Poids protéique	39kDa
Expédition	Sac de glace