


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cdk5R1 Pour Wb, If/Icc, If-P, Elisa - Q15078

Numéro d'article: CM0007597



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin de haute qualité contre CDK5R1 (p35) adapté pour le Western Blot, l'IF/ICC, l'IF-P et l'ELISA chez l'Humain, la Souris et le Rat. Idéal pour la recherche en neurosciences sur la croissance des neurites et les rythmes circadiens.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin CDK5R1
Remarques/Alias	p23 ; p25 ; p35 ; CDK5R ; NCK5A ; CDK5P35 ; p35nck5a ; CDK5R1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8851
GeneID	8851
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15078
Poids moléculaire de la protéine	34 kDa
Expédition	Sac de glace