


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk5R1 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q15078

Numéro d'article: CM0014153



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CDK5R1 humain (p35), validé pour le Western blot, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte le CDK5R1 endogène dans des échantillons humains, murins et de rat. Idéal pour les études de signalisation neuronale CDK5.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CDK5R1
Remarques/Alias	p23 ; p25 ; p35 ; CDK5R ; NCK5A ; CDK5P35 ; p35nck5a ; CDK5R1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	8851
GeneID	8851
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 99-307 du CDK5R1 humain (NP_003876.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q15078
Poids protéique	34 kDa
Expédition	Sac de glace