


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cdk5Rap3 (C53/Lzap) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q96Jb5

Numéro d'article: CM0027852



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CDK5RAP3 (C53/LZAP), produit avec un immunogène recombinant (aa 1-300). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Adapté aux études sur l'ufmylation, le recyclage des ribosomes et la régulation du cycle cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CDK5RAP3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	C53; IC53; LZAP; HSF-27; MST016; PP1553; OK/SW-cl.114; CDK5RAP3
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	80279
GeneID	80279
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la protéine CDK5RAP3 humaine (NP_788276.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96JB5
Poids de la protéine	57kDa
Expédition	Sac de glace