

## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Cdx1 Pour Wb, Elisa - P47902

Numéro d'article: CM0012710



### Introduction

Anticorps monoclonal Cdx1 validé pour WB et ELISA. Reconnaît le Cdx1 humain (28kDa), un facteur de transcription impliqué dans le cancer colorectal et la différenciation intestinale. Idéal pour la recherche sur le cancer et les études épigénétiques.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit     | Cdx1 Rabbit mAb                                                                                                                      |
| Espèce             | Humain                                                                                                                               |
| GeneID (Humain)    | 1044                                                                                                                                 |
| GeneID             | 1044                                                                                                                                 |
| Immunogène         | Peptide synthétique Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 du Cdx1 humain (P47902). |
| Source             | Lapin                                                                                                                                |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                                                                |
| Application        | WB, ELISA                                                                                                                            |
| Réactivité croisée | Humain                                                                                                                               |
| SWISS              | P47902                                                                                                                               |
| Poids moléculaire  | 28kDa                                                                                                                                |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                                                         |