

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Ceacam5 (Cea/Cd66E) Pour Wb, Elisa - P06731

Numéro d'article: CM0018146



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CEACAM5 de haute qualité, validé pour le WB et l'ELISA. Reconnaît l'antigène carcinoembryonnaire humain (CEA/CD66e), ~77 kDa. Idéal pour la recherche sur le cancer du côlon et le développement de diagnostics.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-CEACAM5
Remarques/Alias	CEA ; CD66e ; CEACAM5
Espèce	Humain
ID de gène (humain)	1048
ID de gène	1048
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 35-685 de la CEACAM5 humaine (NP_001278413.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P06731
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace