

Anticorps Polyclonal Anti-Cebp Delta/Cebpd Pour Wb, Elisa - P49716

Numéro d'article: CM0018269

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la protéine humaine CEBP Delta/CEBPD, adapté aux applications WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Immunogène : peptide synthétique (aa 50-150). Idéal pour étudier le facteur de transcription C/EBP-delta dans la réponse immunitaire et la différenciation.

[En savoir plus](#)

Spécification	Détails
Nom du produit	CEBP Delta/CEBPD Lapin pAb
Remarques/Alias	CELF ; CRP3 ; C/EBP-delta ; NF-IL6-bêta ; CEBP Delta/CEBPD
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1052
ID du gène	1052
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50-150 de CEBP Delta/CEBPD humain (NP_005186.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P49716
Poids protéique	28 kDa
Expédition	Sac de glace