

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cep83 Pour Wb, Elisa - Q9Y592

Numéro d'article: CM0030677

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre la CEP83 humaine (CCDC41/NPHP18), validé pour le Western blot et l'ELISA. Adapté à la détection de CEP83 dans des échantillons humains et murins. Usage réservé à la recherche.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CEP83 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CCDC41; NPHP18; NY-REN-58; CEP83
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	51134
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 34-260 de la CEP83 humaine (NP_057206.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Applications	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9Y592
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sachet isotherme réfrigéré