


Anticorps Monoclonal Anti-Céruloplasmine Pour Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P00450

Numéro d'article: CM0003185



Introduction

Anticorps monoclonal recombinant de lapin dirigé contre la céruloplasmine humaine (CP). Validé pour WB, IF-P, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur le métabolisme du fer et la biologie du cuivre.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-Céruloplasmine
Remarques/Alias	CP-2 ; AB073614 ; Céruloplasmine
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1356
GeneID	1356
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 366-572 de la céruloplasmine humaine (NP_000087.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00450
Poids protéique	122 kDa
Expédition	Sac de glace