

Anticorps Polyclonal Anti-Cfap20 (C16Orf80) Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A4

Numéro d'article: CM0026789



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le C16orf80/CFAP20 humain, validé pour WB, IF/ICC et ELISA avec réactivité croisée pour la souris et le rat. Idéal pour l'étude de la motilité ciliaire et de l'organisation de l'axonème.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	C16orf80 Lapin pAb
Remarques/Alias	GTL3; BUG22; EVORF; fSAP23; C16orf80
Espèce	Humain
GeneID (humain)	29105
GeneID	29105
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 94-193 du C16orf80 humain (NP_037374.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9Y6A4
Poids de la protéine	23kDa
Expédition	Sac de glace