

## Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cfap20/Gtl3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y6A4

Numéro d'article: CM0007151



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin reconnaissant le CFAP20/GTL3 humain (également Souris, Rat). Validé pour WB, IHC-P, ELISA. La cible joue des rôles clés dans la structure axonémale des cils/flagelles, la motilité et la polyglutamylation. Idéal pour la recherche sur les ciliopathies et la biologie cellulaire.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | AcM de lapin anti-CFAP20/GTL3                                                                                                  |
| Remarques/Alias             | GTL3 ; BUG22 ; EVORF ; fSAP23 ; C16orf80 ; CFAP20/GTL3                                                                         |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                         |
| GeneID (Humain)             | 29105                                                                                                                          |
| GeneID                      | 29105                                                                                                                          |
| Immunogène                  | Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 94 et 193 du CFAP20/GTL3 humain (NP_037374.1). |
| Source                      | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                          |
| Application                 | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS                       | Q9Y6A4                                                                                                                         |
| Poids moléculaire protéique | 23 kDa                                                                                                                         |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                   |