


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cfd Pour Wb, Elisa - P00746

Numéro d'article: CM0027608



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CFD humain (Adipsine, Facteur D du complément). Validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Idéal pour étudier la voie alterne du complément et l'immunité innée.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb Lapin CFD
Remarques/Alias	DF ; ADN ; PFD ; ADIPSINE ; CFD
Espèce	Humain
GeneID (humain)	1675
GeneID	1675
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-253 du CFD humain (NP_001919.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P00746
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace