

Anticorps Polyclonal Anti-Cggbp1 Pour Wb, Elisa - Q9Ufw8

Numéro d'article: CM0029616

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CGGBP1 validé pour WB et ELISA. Réagit avec la protéine humaine CGGBP1, une protéine liant l'ADN qui s'associe aux répétitions CGG dans le promoteur FMR1. 19 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CGGBP1 Rabbit pAb
Remarques/Alias	CGGBP; p20-CGGBP; CGGBP1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	8545
Identifiant du gène	8545
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-167 de la CGGBP1 humaine (NP_003654.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q9UFW8
Poids moléculaire de la protéine	19 kDa
Expédition	Sac de glace