

Anticorps Polyclonal Anti-Chat Pour Wb, Ihc, If, Elisa - P28329

Numéro d'article: CM0018231



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CHAT (choline O-acétyltransférase), validé pour WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P et ELISA. Détecte spécifiquement CHAT humain, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur le système neuromusculaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHAT Rabbit pAb
Remarques / Alias	CMS6; CMS1A; CMS1A2; CHOACTASE; CHAT
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	1103
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 331-630 de CHAT humain (NP_065574.4))
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P28329
Poids de la protéine	83kDa
Expédition	Sac de glace