


## Anticorps Monoclonal Anti-Chd4 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q14839

Numéro d'article: CM0007135



### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin dirigé contre CHD4 humain, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. La cible est un remodelleur de chromatine ATP-dépendant du complexe NuRD, impliqué dans la régulation de la transcription et la réparation de l'ADN.

[En savoir plus](#)

| Paramètre                   | Valeur                                                                                                                         |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit              | CHD4 Anticorps monoclonal de lapin (mAb)                                                                                       |
| Remarques/Alias             | CHD-4 ; Mi-2b ; SIHIWES ; Mi2-BETA ; CHD4                                                                                      |
| Espèce                      | Humain                                                                                                                         |
| Identifiant du gène         | 1108                                                                                                                           |
| Immunogène                  | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1520-1700 de CHD4 humain. (NP_001264.2) |
| Source                      | Lapin                                                                                                                          |
| Catégorie                   | Anticorps monoclonaux                                                                                                          |
| Application                 | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                               |
| Réactivité croisée          | Humain, Souris, Rat                                                                                                            |
| SWISS                       | Q14839                                                                                                                         |
| Poids moléculaire protéique | 218 kDa                                                                                                                        |
| Expédition                  | Sac de glace                                                                                                                   |