


Anticorps Polyclonal Anti-Chk1 Pour Wb, Elisa - 014757

Numéro d'article: CM0022767



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre la Chk1 humaine (Checkpoint kinase 1), validé pour le WB et l'ELISA. Adapté à la recherche sur les points de contrôle du cycle cellulaire et la réponse aux dommages de l'ADN. Reconnaît la protéine Chk1 humaine, ~54 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Chk1 Rabbit pAb
Remarques / Alias	CHK1; Chk1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1111
GeneID	1111
Immunogène	Protéine recombinante ; protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 148-307 de Chk1 (NP_001265.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	O14757
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sachet de glace