


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Chrna3 Pour Wb Et Elisa - P32297

Numéro d'article: CM0024432



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CHRNA3 de haute qualité, validé pour les applications Western blot et ELISA. Réactivité croisée avec des échantillons humains, de souris et de rat. Idéal pour la recherche en neurosciences et sur les récepteurs.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CHRNA3 Rabbit pAb
Remarques / Alias	LNCR2; PAOD2; BAIPRCK; NACHRA3; CHRNA3
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1136
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-240 de la CHRNA3 humaine (NP_000734.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P32297
Poids de la protéine	57 kDa
Expédition	Sac de glace