


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cirh1A Pour Wb, Elisa - Q969X6

Numéro d'article: CM0030082



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-CIRH1A validé pour Western blot (WB) et ELISA, avec réactivité croisée chez l'homme et la souris. Cible l'UTP4, un facteur de biogenèse des ribosomes impliqué dans le traitement de l'ARNr 18S. Idéal pour la recherche nucléolaire et les études sur la transcription.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CIRH1A Rabbit pAb
Remarques/Alias	NAIC; CIRH1A; CIRHIN; TEX292
Espèce	Humain
GeneID (humain)	84916
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 497-686 de la CIRH1A humaine (NP_116219.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q969X6
Poids de la protéine	77 kDa
Expédition	Sac de glace