

Anticorps Polyclonal Anti-Cks2 Pour Wb, Elisa - P33552

Numéro d'article: CM0029182



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CKS2 humain (sous-unité régulatrice 2 des kinases dépendantes des cyclines). Validé pour WB et ELISA, réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur le cycle cellulaire et la division.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	CKS2 Lapin pAb
Remarques/Alias	CKSHS2; CKS2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1164
GeneID	1164
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-79 du CKS2 humain (NP_001818.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité Croisée	Rat
SWISS	P33552
Poids Protéique	10kDa
Expédition	Sac de glace