

Anticorps Polyclonal Anti-Cldn7 Pour Wb, If-P, Elisa - O95471

Numéro d'article: CM0021855

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Anti-CLDN7 validé pour WB, IF-P et ELISA ; détecte la Claudine-7 humaine, murine et rat à ~22 kDa. Idéal pour les études sur les jonctions serrées et la recherche sur le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	CLDN7 Lapin pAb
Remarques/Alias	CLDN-7, CEPTRL2, CPETRL2, Hs.84359, claudine-1, CLDN7
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1366
ID de gène	1366
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 29-211 de CLDN7 humain (NP_001298.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O95471
Poids de la protéine	22kDa
Expédition	Sac de glace