


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clec2D Pour Wb Et Elisa - Q9Uhp7

Numéro d'article: CM0016051



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre CLEC2D humain (LLT1/OCIL), validé pour la WB et l'ELISA. Réagit également avec la souris. La cible est un récepteur des cellules NK impliqué dans la modulation immunitaire et l'inhibition des ostéoclastes. Idéal pour la recherche en immunologie et sur les os.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLEC2D pAb de lapin
Remarques/Alias	CLAX, LLT1, OCIL, CLEC2D
Espèce	Homme
ID du gène	29121 (Homme)
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60-154 de CLEC2D humain (NP_037401.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q9UHP7
Poids moléculaire de la protéine	22 kDa
Expédition	Sac de glace