

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Clec4M Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9H2X3

Numéro d'article: CM0014423



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CLEC4M humain (CD299, L-SIGN, DC-SIGNR). Validé pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit croisé avec Humain, Souris, Rat. Utilisation pour la recherche sur la reconnaissance des pathogènes et les études de surveillance immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du Produit	CLEC4M Lapin pAb
Remarques/Alias	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CLEC4M
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	10332
ID de Gène	10332
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 71-399 du CLEC4M humain (NP_055072.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9H2X3
Poids Protéique	45kDa
Expédition	Sac de glace