


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-CLIC1 Pour Wb, Elisa - 000299

Numéro d'article: CM0029653



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CLIC1 humain (27 kDa). Validé pour WB et ELISA ; présente une réactivité croisée avec le CLIC1 de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur les canaux ioniques et les oxydoréductases.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CLIC1 Lapin pAb
Remarques/Alias	G6 ; CL1C1 ; NCC27 ; CLCNL1 ; CLIC1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	1192
GeneID	1192
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 42-241 du CLIC1 humain (NP_001279.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	000299
Poids protéique	27 kDa
Expédition	Sac de glace