

Anticorps Polyclonal Anti-Cmip Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8ly22

Numéro d'article: CM0019268

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre CMIP, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit de manière croisée avec les protéines humaines, de souris et de rat. Idéal pour la recherche sur la signalisation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CMIP Rabbit pAb
Remarques/Alias	TCMIP ; CMIP
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	80790
GeneID	80790
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 640 à 773 de la protéine CMIP humaine (NP_938204.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, souris, rat
SWISS	Q8IY22
Poids moléculaire de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace