


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cmklr1 Pour Wb Et Elisa - Q99788

Numéro d'article: CM0014436



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité dirigé contre le CMKLR1 humain (récepteur de la chémérine), validé pour le WB et l'ELISA. Réagit avec les protéines humaines et murines. Idéal pour la recherche en immunologie et en métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac polyclonal de lapin anti-CMKLR1
Remarques/Alias	DEZ ; ERV1 ; RVER1 ; ChemR23 ; CHEMERINR ; CMKLR1
Espèce	Homme
GeneID (humain)	1240
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 250 et 350 du CMKLR1 humain (NP_001135815.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, souris
SWISS	Q99788
Poids moléculaire	42 kDa
Expédition	Bloc réfrigérant