

Anticorps Polyclonal Anti-Cndp1 Pour Wb, Elisa - Q96Kn2

Numéro d'article: CM0030127



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CNDP1 (CN1, CPGL2) validé pour WB, ELISA. Cible la dipeptidase bêta-Ala-His (carnosinase sérique) humaine ; réagit de manière croisée avec la souris, le rat. Pour la recherche sur le métabolisme de la carnosine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin CNDP1
Remarques/Alias	CN1 ; CPGL2 ; HsT2308 ; CNDP1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	84735
ID du gène	84735
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-280 du CNDP1 humain (NP_116038.4)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q96KN2
Poids protéique	57kDa
Expédition	Sac de glace