

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cntn4 Pour Wb Et Elisa - Q8Iwv2

Numéro d'article: CM0014056

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin CNTN4 validé pour WB et ELISA. Cible la Contactine-4 humaine (BIG-2), une molécule d'adhésion cellulaire neuronale impliquée dans la croissance des neurites et la synaptogenèse. Idéal pour la recherche en neurosciences.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CNTN4 Rabbit pAb
Remarques/Alias	AXCAM; BIG-2; CNTN4
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	152330
GeneID	152330
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 448-697 de la CNTN4 humaine (NP_001193885.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q8Iwv2
Poids protéique	113kDa
Expédition	Sac de glace