


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Facteur Iii De La Coagulation/Facteur Tissulaire Pour Wb, If/Icc, Elisa - P13726

Numéro d'article: CM0018174



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur III de la coagulation/facteur tissulaire humain (CD142, TF). Validé pour la WB, l'IF/ICC et l'ELISA. Détecte les niveaux endogènes dans des échantillons humains, murins et de rat. Convient à la recherche sur l'hémostase et la thrombose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	pAb de lapin anti-facteur III de la coagulation/facteur tissulaire
Remarques/Alias	TF ; TFA ; CD142 ; facteur III de la coagulation/facteur tissulaire
Espèce	Humaine
ID du gène	2152
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 120 à 251 du facteur III de la coagulation/facteur tissulaire humain (NP_001984.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris, rat
SWISS	P13726
Poids de la protéine	33 kDa
Expédition	Sac de glace