

Anticorps Polyclonal Anti-Cog1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q8Wtw3

Numéro d'article: CM0022327

Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le COG1 humain, une sous-unité du complexe de Golgi oligomérique conservé. Convient pour WB, IHC-P, ELISA. Réagit croisé avec l'humain, la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la fonction de l'appareil de Golgi et le CDG2G.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COG1 Lapin pAb
Remarques/Alias	LDLB; CDG2G; COG1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9382
ID de gène	9382
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 835-935 du COG1 humain (NP_061184.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q8WTW3
Poids moléculaire	109kDa
Expédition	Sac de glace