


Anticorps Polyclonal Anti-Col4A2 Pour Wb, Elisa - P08572

Numéro d'article: CM0028943



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la chaîne collagène alpha-2(IV) humaine (COL4A2). Validé pour WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec l'humain, la souris et le rat. Utile pour les études sur la membrane basale, l'angiogenèse et le cancer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL4A2 Lapin pAb
Remarques/Alias	ICH; BSVD2; POREN2; COL4A2
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1284
ID du gène	1284
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1486-1712 de COL4A2 humain (NP_001837.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P08572
Poids protéique	168 kDa
Expédition	Sac de glace