


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Col4A3 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q01955

Numéro d'article: CM0021639



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COL4A3 validé pour WB, IF/ICC, ELISA. Réagit avec les protéines humaines, murines et de rat. Cible la chaîne alpha-3(IV) du collagène, une protéine clé de la membrane basale impliquée dans la filtration glomérulaire et la recherche sur l'anti-angiogenèse.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COL4A3 pAb de lapin
Remarques/Alias	ATS2 ; ATS3 ; BFH2 ; COL4A3
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	1285
GeneID	1285
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 1555 et 1669 de COL4A3 humain (NP_000082.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine, rat
SWISS	Q01955
Poids moléculaire	162 kDa
Expédition	Sac de glace