

Anticorps Polyclonal Anti-Colec12 Pour Wb, Elisa - Q5Ku26

Numéro d'article: CM0013737



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-COLEC12 adapté au Western blot et à l'ELISA. Réagit avec le COLEC12 humain et murin (CL-P1, SRCL). Utile pour étudier les fonctions des récepteurs scavenger dans la défense de l'hôte et la capture des oxLDL.

[En savoir plus](#)

Paramètres	Détails
Nom du produit	pAb de lapin anti-COLEC12
Alias	CLP1, NSR2, SRCL, SCARA4, COLEC12
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	81035
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 60 à 270 du COLEC12 humain (NP_569057.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humaine, murine
SWISS	Q5KU26
Poids moléculaire	82 kDa
Expédition	Poche de glace