


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Collagène X/Col10A1 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q03692

Numéro d'article: CM0022275



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Collagène X/COL10A1 validé pour le Western blot (WB), l'immunohistochimie (IHC-P) et l'ELISA. Réagit avec l'humain, la souris, le rat. Immunogène recombinant. Détecte une protéine de 66 kDa. Convient pour la recherche sur la minéralisation du cartilage et de l'os.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal de lapin anti-Collagène X/COL10A1
Remarques/Alias	COL10A1 ; chaîne collagène alpha-1(X) ; Collagène X/COL10A1
Espèce	Humain
ID du gène (Humain)	1300
ID du gène	1300
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 521-680 du Collagène X/COL10A1 humain (NP_000484.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q03692
Poids moléculaire de la protéine	66 kDa
Expédition	Sac de glace