


Anticorps Polyclonal Anti-Commd5 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Gzq3

Numéro d'article: CM0020956



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre COMMD5 (HCARG), validé pour WB, IF/ICC, ELISA chez l'homme, la souris, le rat. Cible une protéine d'échafaudage impliquée dans le recyclage endosomal et la régulation de la prolifération cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COMMD5 Rabbit pAb
Remarques/Alias	HCARG; HT002; COMMD5
Espèce	Humain
Identifiant du gène	28991
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-224 de COMMD5 humain (NP_054785.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9GZQ3
Poids moléculaire de la protéine	25 kDa
Expédition	Sac de glace