

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Facteur B Du Complément (Cfb) Pour Wb, Elisa - P00751

Numéro d'article: CM0017240



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le facteur B du complément humain (CFB), adapté pour le WB et l'ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur la voie du complément et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps polyclonal (pAb) de lapin anti-facteur B du complément (CFB)
Remarques/Alias	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBF; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Facteur B du complément (CFB)
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	629
GeneID	629
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 80-420 du facteur B du complément humain (CFB) (NP_001701.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	P00751
Poids de la protéine	86 kDa
Expédition	Sac de glace