

Anticorps Polyclonal Anti-Facteur B Du Complément Pour Wb, If/Icc, Elisa - P00751

Numéro d'article: CM0021491



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le facteur B du complément humain (CFB, P00751). Convient pour WB, IF/ICC, ELISA ; réagit de manière croisée avec l'humain et la souris. Un réactif clé pour la voie alternative du complément, l'immunité innée et la recherche sur les maladies connexes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Facteur B du complément pAc Lapin
Remarques/Alias	BF; FB; BFD; GBG; CFAB; CFBD; PBF2; AHUS4; FBI12; H2-Bf; ARMD14; Facteur B du complément (CFB)
Espèce	Humain
GeneID (humain)	629
GeneID	629
Immunogène	Protéine recombinante correspondant aux acides aminés 26-764 du facteur B du complément humain (NP_001701.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P00751
Poids moléculaire	86kDa
Expédition	Sac de glace