

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Contactin 2 Pour Wb, Elisa - Q02246

Numéro d'article: CM0027589



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le Contactin 2 (TAG-1/TAX-1) humain. Convient pour WB et ELISA, réactivité croisée avec la souris et le rat. La cible est impliquée dans l'organisation des domaines axonaux et l'adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Contactin 2 pAb de lapin
Remarques / Alias	AXT; TAX; TAX1; FAME5; TAG-1; Contactin 2
Espèce	Humain
Identifiant du gène (humain)	6900
Identifiant du gène	6900
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 785-1012 de Contactin 2 humain (NP_005067.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Souris, Rat
SWISS	Q02246
Poids de la protéine	113 kDa
Expédition	Sachet de glace