


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Copb2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - P35606

Numéro d'article: CM0006747



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-COPB2 validé pour WB, IF/ICC, ELISA sur des échantillons humains. Cible la sous-unité bêta'-COP du coatomère (p102), un composant clé des vésicules COPI important pour le transport rétrograde du Golgi vers le réticulum endoplasmique.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-COPB2
Remarques/Alias	OPDD ; MCPH19 ; bêta'-COP ; COPB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	9276
GeneID	9276
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 657-906 de COPB2 humain (NP_004757.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P35606
Poids moléculaire protéique	102 kDa
Expédition	Sac de glace