

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Coro1B Pour Wb Et Elisa - Q9Br76

Numéro d'article: CM0016920



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre le CORO1B humain (Coronin-1B), validé pour le Western blot et l'ELISA. Réagit de manière croisée avec le rat. Idéal pour la recherche sur la motilité cellulaire, la dynamique de l'actine et le cytosquelette.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CORO1B Lapin pAb
Remarques/Alias	CORONIN-2; CORO1B
Espèce	Humain
ID de gène	57175
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 380-489 du CORO1B humain (NP_065174.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Rat
SWISS	Q9BR76
Poids de la protéine	54kDa
Expédition	Sac de glace