

Anticorps Polyclonal Anti-Cox1/Ptgs1 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P23219

Numéro d'article: CM0029922



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre COX1/PTGS1, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Réactivité croisée avec l'homme, la souris et le rat. Adapté aux études sur l'inflammation et la biosynthèse des prostaglandines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	COX1/PTGS1 pAb de lapin
Remarques / Alias	COX1; COX3; PHS1; PCOX1; PES-1; PGHS1; PTGHS; PGG/HS; PGHS-1; COX1/PTGS1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5742
GeneID	5742
Immunogène	Protéine recombinante
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P23219
Poids de la protéine	69 kDa
Expédition	Sachet de glace