

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpox Pour Wb Et Elisa - P36551

Numéro d'article: CM0028456



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la CPOX humaine, validé pour des applications en WB et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris et le rat. Adapté pour la recherche sur la biosynthèse de l'hème et la mitochondrie. Immunogène : CPOX recombinante (aa111-454).

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-CPOX
Remarques / Alias	COX; CPO; CPX; HCP; HARPO; CPOX
Espèce	Humain
Identifiant de gène	1371
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 111-454 de la CPOX humaine (NP_000088.3).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36551
Poids protéique	50 kDa
Expédition	Sac de glace