


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpsf1 Pour Wb, Elisa - Q10570

Numéro d'article: CM0024336



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin de haute qualité ciblant le CPSF1 humain (CPSF160), une sous-unité du facteur de spécificité de clivage et de polyadénylation. Validé pour le Western blot et l'ELISA, avec réactivité croisée pour l'humain et la souris. Idéal pour l'étude de la formation de l'extrémité 3' des pré-ARNm et de la régulation de l'expression des gènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPSF1 Lapin pAb
Remarques/Alias	MYP27; CPSF160; P/cl.18; HSU37012; CPSF1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	29894
GeneID	29894
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 700-950 du CPSF1 humain (NP_037423.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q10570
Poids moléculaire	161kDa
Expédition	Sac de glace