

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Cpt1A Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P50416

Numéro d'article: CM0030263



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant le CPT1A humain, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Détecte le CPT1A humain, de souris et de rat. Idéal pour les études sur l'oxydation des acides gras mitochondriaux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	CPT1A Lapin pAb
Remarques/Alias	CPT1; CPT1-L; L-CPT1; CPT1A
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	1374
ID de gène	1374
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 520-720 du CPT1A humain (NP_001867.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P50416
Poids de la protéine	88kDa
Expédition	Sac de glace